

Поликлональное Антитело Против Myh13 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - Q9Ukx3

Артикул: CM0017603

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MYH13 (Миозина-13), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для изучения быстрых сокращений поперечнополосатых мышц в глазодвигательных и гортанных мышцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYH13 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MyHC-eo; MyHC-III; MYH13
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8735
GeneID	8735
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1240-1320 человеческого MYH13 (NP_003793.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKX3
Молекулярная масса белка	224 кДа
Доставка	В термосумке со льдом