


Поликлональные Антитела Против Myh14 Для Вб, Ифа - Q7Z406

Артикул: CM0029815



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому MYH14 (миозин-14), подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с антигенами человека и крысы. Ключевой инструмент для изучения немышечного миозина IIc в процессах формирования клеточной формы и цитокинеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYH14 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	DFNA4, MHC16, MYH17, PNMHN, DFNA4A, myosin, FP17425, NMHC II-C, NMHC-II-C, MYH14
Вид	Человек
ID гена (человек)	79784
ID гена	79784
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 600–700 человеческого MYH14 (NP_079005.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q7Z406
Молекулярная масса белка	228 кДа
Доставка	Сумка-холодильник