

Поликлональное Антитело К Myh4 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y623

Артикул: CM0024560

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий MYH4 (Миозин-4, MyHC-2b). Валидировано для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Для исследований сокращения скелетных мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYH4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MYH2B; MyHC-2B; MyHC-IIb; MYH4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4622
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1500-1600 человеческого MYH4 (NP_060003.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y623
Молекулярная масса белка	223 кДа
Доставка	В пакете со льдом