

Кроличья Моноклональная Антитело Anti-Myh4/Myh2В Для ВБ - Q9Y623

Артикул: CM0011555

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на миозин-4 (MYH4/MyHC-IIb) для ВБ, IF-P, IHC-P, ИФА. Реагирует перекрестно с человеком, мышью и крысой. 223 кДа. Идеально подходит для исследования мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYH4 кроличья мкАб
Примечания/Псевдонимы	MYH2B; MyHC-2B; MyHC-IIb
Вид	Человек
GeneID (человек)	4622
GeneID	4622
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1500-1600 человеческого MYH4 (NP_060003.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, IF-P, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y623
Молекулярная масса белка	223 кДа
Доставка	Айс-пак