

Моноклональное Антитело Anti-Myh6/Myh7 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ифа - P13533 / P12883

Артикул: CM0008754

введение

MYH6/MYH7 Rabbit mAb — это моноклональное антитело, валидированное для использования в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции и ИФА. Обнаруживает изоформы тяжелой цепи кардиомиозина человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	MYH6/MYH7 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; альфа-MHC; CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4624/4625
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1730-1830 человеческого MYH6/MYH7 (NP_002462.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13533/P12883
Молекулярный вес белка	223 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент