

Моноклональное Антитело Anti-Myh7/β-Mhc Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P12883

Артикул: CM0006964



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого MYH7/β-MHC (тяжелая цепь миозина 7). Валидировано для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходит для изучения сокращения мышц и кардиомиопатии. Предполагаемая молекулярная масса 223 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYH7/β-MHC Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B; MYH7/β-MHC
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4625
ID гена	4625
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1700-1800 человеческого MYH7/β-MHC (NP_000248.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12883
Масса белка	223kDa
Доставка	Сумка-холодильник