

Кроличий Поликлонально-Моноклональный Антитело Anti-Myh7/β-MHC Polymab® Для Вестерн-Блоттинга, Иф (На Парафине), Ифа - P12883

Артикул: CM0007099



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика против MYH7/β-MHC (миозин тяжелая цепь 7, бета-изоформа кардиомиоцита). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ на парафиновых срезах (IF-P), ИФА (ELISA) на образцах человека, мыши, крысы. Поддерживает исследования в области сокращения мышц и кардиомиопатии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYH7/β-MHC Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдонимы	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B
Вид	Человек
ID гена	4625
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1240-1340 человеческого MYH7/β-MHC (NP_000248.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12883
Молекулярный вес белка	223 кДа
Доставка	С ледяным пакетом