


Поликлональная Кроличья Антитела Против Myh9 Для Wb, IHC-P, Ифа — P35579

Артикул: CM0013875



введение

MYH9 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ИФА). Антитело реагирует с человеческим и мышинным белком MYH9/миозин-9, что важно для исследований клеточной подвижности и цитокинеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYH9 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	MHA; FTNS; EPSTS; BDPLT6; DFNA17; MATINS; NMMHCA; NMHC-II-A; NMMHC-IIA; MYH9
Вид	Человек
ID гена (человек)	4627
ID гена	4627
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1711-1960 человеческого MYH9 (NP_002464.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P35579
Молекулярная масса белка	227 кДа
Доставка	С хладагентом