

Поликлональные Антитела К Myl12A Для Wb - P19105

Артикул: CM0025727

введение

Кроличы поликлональные антитела к белку MYL12A (MLC-2B) человека, валидированные для методов вестерн-блоттинга и ИФА. Рекомбинантный иммуноген, охватывающий аминокислоты 92-171. Идеально подходят для изучения регуляции миозина и клеточной подвижности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к MYL12A
Примечания/Синонимы	MLCB, MRCL3, MRLC3, MYL2B, MLC-2B, HEL-S-24, MYL12A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10627
GeneID	10627
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 92-171 MYL12A человека (NP_006462.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19105
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом