

Поликлональные Кроличьи Антитела К Myl2 Для Wb, If-P, Ифа — P10916

Артикул: CM0015303



введение

Кроличьи поликлональные антитела к MYL2 специфически обнаруживают регуляторную легкую цепь 2 миозина желудочков/сердца у человека, мыши и крысы. Идеально подходят для применений WB, IF-P и ИФА в исследованиях сокращения сердечной мышцы и кардиомиопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYL2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	MLC2; CMH10; MFM12; MLC-2; MLC-2v; MLC-2s/v; MYL2
Вид	Человек
GeneID (человек)	4633
GeneID	4633
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-166 человеческого MYL2 (NP_000423.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P10916
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Айс-пак