

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Myl3 Для Wb, If/Icc, Elisa — P08590

Артикул: CM0028959



введение

Поликлональные кроличьи антитела к MYL3 (P08590), валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА в пробах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования сердечной мышцы и миозина. Поставки в одном месте от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYL3 кроличьи pAb
Примечания/алиасы	CMH8, VLC1, VLCI, MLC1V, MLC1SB, MLC-IV/sb, MYL3
Вид	Человек
GeneID (человек)	4634
GeneID	4634
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-195 человеческого MYL3 (NP_000249.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08590
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодильный пакет