

Антитела Кролика Против Myl6B (Поликлональные, Валидированные На Ко) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P14649

Артикул: CM0023137



введение

Поликлональные кроличьи антитела к MYL6B (MLC1SA), валидированные на КО, для Валидированные на Western blot и ИФА. Подходят для исследований на человеке, мыши и крысе функции легкой цепи миозина и биологии мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] MYL6B кролик rAb
Примечания/Псевдоним	MLC1SA; 6B
Вид	Человек
GeneID	140465
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-208 человеческого MYL6B (NP_002466.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14649
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом