

Моноклональное Антитело Anti-Myl9 Для Wb, Elisa — P24844

Артикул: CM0011354

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против MYL9, валидированное для WB и ELISA. Распознаёт регуляторную лёгкую цепь миозина 9 человека и мыши (P24844), ключевой регулятор сократимости гладкомышечных и немышечных клеток. Подходит для исследований цитоскелета и клеточной подвижности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против MYL9
Примечания/синонимы	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIH54; MYL9
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10398
Идентификатор гена	10398
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MYL9 (P24844)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P24844
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом