

Кроличы Rab Против Myl9 Для Wb, If-P, Elisa - P24844

Артикул: CM0030134

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого MYL9 (регуляторная легкая цепь миозина 9) для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF-P) и ИФА. Обнаруживают эндогенный MYL9 в образцах человека, мыши и крысы. Полезны для исследований гладкой муску и клеточной подвижности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	MYL9 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; MYL9
Вид	Человек
GeneID (человек)	10398
GeneID	10398
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MYL9 (NP_006088.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24844
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка со льдом