

Поликлональное Антитело Против Mylip Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Wу64

Артикул: CM0026708



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на MYLIP (IDOL/MIR), E3 убиквитинлигазу, критически важную для метаболизма холестерина. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYLIP Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MIR; IDOL; MYLIP
Вид	Человек
GeneID (человек)	29116
GeneID	29116
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 266-445 человеческого MYLIP (NP_037394.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q8WY64
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом