

Поликлональное Антитело Против Myo10 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Nd67

Артикул: CM0015915



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий MYO10 (Миозин-X), пригодное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Участвует в образовании филоподий и актин-зависимой подвижности. Перекрестно реагирует с мышинным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYO10 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	MyoX; MYO10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4651
GeneID	4651
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 845-944 человеческого MYO10 (NP_036466.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9ND67
Молекулярная масса белка	237 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом