

Кроличья Поликлональная Антитело Против Myo18A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q92614

Артикул: CM0027718

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против неконвенциональной миозина-XVIIIa человека (MYO18A), обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, идеально подходит для исследований траффика Гольджи, функции макрофагов и динамики цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYO18A кроличья поликлональная антитело
Примечания/синонимы	MAJN; TIAF1; MYSPDZ; SPR210; SP-R210; MYO18A
Вид	Человек
ID гена (человек)	399687
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1970-2054 MYO18A человека (NP_510880.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92614
Молекулярная масса белка	233 кДа
Доставка	Хладоэлемент