

Кроличья Моноклональная Антитело К Anti-Myo19 Для Вб, Ифа - Q96H55

Артикул: CM0003787

введение

Кроличья моноклональная антитело против человеческого MYO19 (MYOHD1), валидированная для применений ВБ и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши, крысы и обезьяны. Подходит для изучения митохондриальной динамики и наследственности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYO19 кроличья мКл
Примечания/синонимы	MYOHD1; MYO19
Вид	Человек
ID гена (человек)	80179
ID гена	80179
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 450-650 человеческого MYO19 (Q96H55)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональная антитело
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, обезьяна
SWISS	Q96H55
Молекулярная масса белка	109 кДа
Доставка	Холодовая упаковка