

Поликлональное Антитело Против Myo1C Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип, Ифа - O00159

Артикул: CM0024813



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MYO1C, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, иммунопреципитации и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышь и крысе. Нацелено на нетрадиционный миозин, участвующий в опосредованных актином процессах и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYO1C Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	NMI; MM1b; myr2; Myo1C; MMI-beta; MYO1C
Вид	Человек
GeneID (человек)	4641
GeneID	4641
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00159
Молекулярная масса белка	122 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом