

Анти-Myo1C Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If/Icc, Ihc-P - O00159

Артикул: CM0007951



введение

Высокоспецифичный MYO1C кроличий моноклональный антитело, валидированный для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA на человеке, мыши, крысе. Идеально подходит для изучения функции актинового мотора, инсулиновой сигнализации и адаптации волосковых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYO1C кроличий mAb
Примечания/Псевдоним	NMI; MMIb; myr2; Myo1C; MMI-beta; MYO1C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4641
GeneID	4641
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 769-1028 человеческого MYO1C (NP_001074248.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00159
Молекулярный вес белка	122кДа
Доставка	Сумка со льдом