

Поликлональные Антитела Anti-Myo1D Для Вестерн-Блота И Ифа - O94832

Артикул: CM0020259

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому MYO1D для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживают неканонический миозин-IId человека и мыши (116 кДа) — моторный белок, участвующий в эндосомальном транспорте и цилиарной полярности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	MYO1D Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	myr4; PPP1R108; MYO1D
Вид	Человек
GeneID (человек)	4642
GeneID	4642
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 180-380 человеческого MYO1D (NP_001290209.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O94832
Молекулярная масса белка	116 кДа
Доставка	Холодовая упаковка