


Поликлональные Антитела Кролика Против Myo5B Для Wb, If-P, Ифа — Q9ULV0

Артикул: CM0027533



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против MYO5B, валидированы для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ИФА. Реагируют с белком человека и мыши. Идеально подходят для исследований везикулярного траффика, поляризации клеток и транспорта желчных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYO5B Rabbit pAb
Примечания/алиасы	DIAR2; MVID1; PFIC10; MYO5B
Вид	Человек
ID гена (человек)	4645
ID гена	4645
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1440-1690 человеческого MYO5B (NP_001073936.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9ULV0
Молекулярная масса белка	214 кДа
Доставка	Холодовой пакет