

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Myocd Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q8Izq8

Артикул: CM0020051

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого MYOCD (миокардина), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с белками человека и крысы. Миокардин является транскрипционным кофактором гладкой и сердечной мышечной ткани, необходимым для кардиогенеза и миогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к MYOCD
Примечания/синонимы	MGBL; MYCD; MYOCD
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	93649
Идентификатор гена	93649
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 680-780 человеческого MYOCD (NP_705832.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q8IZQ8
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом