

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Myof (Валидировано По Ko) Для Wb, Elisa — Q9Nzm1

Артикул: CM0018172



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого MYOF (миоферлина), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для перекрёстной реактивности с образцами человека и мыши. Идеально для исследований восстановления мембран и эндоцитарного рециклинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по KO] Кроличье поликлональное антитело к MYOF
Примечания/алиасы	HAЕ7; FER1L3; OF
Вид	Человек
GeneID (человек)	26509
GeneID	26509
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого MYOF (NP_038479.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9NZM1
Молекулярная масса белка	235 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом