


Моноклональное Антитело К Миоглобину Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02144

Артикул: CM0006911



введение

Это кроличье моноклональное антитело к миоглобину человека (MYOSB; PVALB) валидировано для методов WB, IF-P, IHC-P, ELISA и обладает перекрестной реактивностью с мышами и крысами. Идеально подходит для изучения накопления кислорода, нитритредуктазной активности и биологии мышечной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к миоглобину
Примечания/Псевдонимы	MYOSB; PVALB; Миоглобин
Вид	Человек
ID гена (человек)	4151
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-154 миоглобина человека (NP_005359.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02144
Молекулярная масса белка	17 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом