


Кроличья Поликлональная Антитела Против Миоглобина Для ВБ, If-P, Ифа — P02144

Артикул: CM0026272



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого миоглобина, валидированные для Вестерн-блота, IF-P и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований хранения кислорода и мышечной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Миоглобин, кроличья пАт
Примечания/синонимы	MYOSB; PVALB; Миоглобин
Вид реагируемости	Человек
ID гена (человек)	4151
ID гена	4151
Иммуноген	Рекомбинантный белок — рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-154 миоглобина человека (NP_005359.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02144
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Сухой лед/аккумулятор холода