

Моноклональное Кроличье Антитело Против Тяжелой Цепи Миозина Для ВБ, Игх, Иф, Ифа — P12883 / P13533

Артикул: CM0009434



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческой тяжелой цепи миозина (MYH7/MYH6), валидировано для ВБ, ИГХ-П, ИФ-П, ИФА. Реагирует с мышинными и крысиными белками. Идеально подходит для исследований мышц и тестов IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к тяжелой цепи миозина
Примечания/Алиасы	CMD1S; CMH1; MPD1; MYHCB; SPMD; SPMM; тяжелая цепь миозина
Вид	Человек
GeneID (человек)	4625/4624
GeneID	4625/4624
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P12883/P13533
Молекулярная масса белка	224 кДа
Доставка	Холодовой пакет