

Поликлональное Антитело Против Миотубулярина (Mtm1) Для Wb, Elisa - Q13496

Артикул: CM0017088

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому миотубулярину (MTM1) для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для изучения метаболизма фосфоинозитидов, эндосомального траффика и мышечных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MTM1 кроличье пАб
Примечания/Алиасы	CNM; CNMX; MTMX; XLMTM; MTM1
Вид	Человек
ID гена (человек)	4534
ID гена	4534
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 484-603 человеческого MTM1 (NP_000243.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13496
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Холодильный пакет