

Кроличья Поликлональная Антитело Против Мурп Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q86Tc9

Артикул: CM0022286

введение

Это кроличье поликлональное антитело против MYPN (миопалладина) валидировано для использования в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA); оно обнаруживает человеческий и мышиный MYPN. Подходит для исследований структуры саркомера и мышечных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYPN Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	MYOP; RCM4; CMH22; NEM11; CMD1DD; MYPN
Вид	Человек
GeneID (человек)	84665
GeneID	84665
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого MYPN (NP_115967.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q86TC9
Молекулярный вес белка	145 кДа
Доставка	В ледяном пакете