


Поликлональные Антитела Против Myrf Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y2G1

Артикул: CM0023853



введение

Кроличьи поликлональные антитела против MYRF, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA).

Взаимодействуют с человеческим и мышинным MYRF, ключевым фактором транскрипции в миелинизации ЦНС и созревании олигодендроцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYRF Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MRF; CUGS; MMERV; Ndt80; 11orf9; pqn-47; C11orf9; MYRF
Вид	Человек
GeneID (человек)	745
GeneID	745
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MYRF (NP_001120864.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y2G1
Молекулярный вес белка	124 кДа
Доставка	Сумка со льдом