

Анти-Mysys1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q5Vvj2

Артикул: CM0024810



введение

Кроличья поликлональное антитело к MYSM1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований деубиквитиназ, функции гемопоэтических стволовых клеток и изучения иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MYSM1 Кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	2ADUB; BMFS4; 2A-DUB; MYSM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	114803
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 720-821 человеческого MYSM1 (NP_001078956.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5VVJ2
Молекулярный вес белка	95кДа
Доставка	Сумка со льдом