


Антитело Кролика Поликлональное Против Myt1 Для Wb, Elisa - Q01538

Артикул: CM0012971



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против MYT1, валидированное для WB и ELISA. Взаимодействует с MYT1 человека, мыши и крысы, фактором транскрипции, играющим важную роль в развитии олигодендроцитов. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против MYT1
Примечания/Псевдоним	MTF1; MYT1; NZF2; PLPB1; ZC2H2C1; ZC2HC4A; C20orf36; MYT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4661
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 650-820 человеческого MYT1 (NP_004526.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01538
Молекулярный вес белка	122 кДа
Доставка	Сумка со льдом