


Поликлональное Антитело Против Mzb1 Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q8Wu39

Артикул: CM0014022



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому MZB1 (pERp1, MEDA-7) для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследования функций шаперонов белков ЭПР и биологии В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к MZB1
Примечания/Алиасы	PACAP; pERp1; MEDA-7; MZB1
Вид	Человек
GeneID (человек)	51237
GeneID	51237
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-189 человеческого MZB1 (NP_057543.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WU39
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодовой пакет