

Поликлональные Антитела Против Mzf1 Для Wb, Elisa - P28698

Артикул: CM0017496



введение

Кроличьи поликлональные антитела против MZF1 для WB и ELISA, валидированные на человеке, мыши и крысе. Рекомбинантный белковый антиген, нацеленный на фактор транскрипции миелоидного цинк-пальца 1, участвующий в миелоидной дифференцировке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MZF1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MZF-1; MZF1B; ZFP98; ZNF42; ZSCAN6; MZF1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7593
Антиген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-350 человеческого MZF1 (NP_003413.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28698
Молекулярный вес белка	82кДа
Доставка	Сумка со льдом