


Поликлональные Антитела Против Mzt2B Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q6Nz67

Артикул: CM0027445



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого MZT2B (FAM128B), валидированные для WB и ELISA. Идеально подходят для изучения функции centrosомы, сборки веретена деления и динамики гамма-тубулинового кольцевого комплекса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MZT2B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FAM128B; MOZART2B; MZT2B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	80097
GeneID	80097
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-158 человеческого MZT2B (NP_079305.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6NZ67
Молекулярный вес белка	16кДа
Доставка	Сумка со льдом