

Поликлональные Антитела Против N-Cadherin Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P19022

Артикул: CM0029385

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого N-Cadherin, валидированные для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для изучения клеточной адгезии и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	N-Cadherin Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CDHN; NCAD; ACOGS; ADHD8; CD325; ARVD14; CDw325; N-Cadherin
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1000
GeneID	1000
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 488-587 человеческого N-Cadherin (NP_001783.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19022
Молекулярный вес белка	100 кДа
Доставка	Сумка со льдом