

Кроличья Поликлональная Антитело Против N-Cadherin Для Wb, Ihc-P, Elisa - P19022

Артикул: CM0014183

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого N-Cadherin (CDH2, Neural cadherin), валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для исследований клеточной адгезии, нейробиологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	N-Cadherin Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CDHN; NCAD; ACOGS; ADHD8; CD325; ARVD14; CDw325; N-Cadherin
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1000
ID гена	1000
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 807-906 человеческого N-Cadherin (NP_001783.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P19022
Молекулярный вес белка	100кДа
Доставка	Ледяной пакет