

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Anti-N-Мус/Myсn Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04198

Артикул: CM0013299



введение

Валидируйте экспрессию N-Мус/MYCN в нейробластоме и нейрональных клетках с помощью этих поликлональных кроличьих антител, подходящих для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Реагируют с видами: человек, мышь и крыса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	N-Мус/MYCN кролик pAb
Примечания/Псевдоним	NMYC; ODED; MODED; N-myc; bHLHe37; MYCNsORF; MYCNsPEP; N-Мус/MYCN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4613
ID гена	4613
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 168-267 человеческого N-Мус/MYCN (NP_005369.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04198
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом