


Моноклональное Антитело Против N-Wasp/Wasl Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — O00401

Артикул: CM0006805



введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому N-WASP/WASL (O00401). Обнаруживает полосу 55 кДа в Вестерн-блоттинге и подходит для ИФА. Предсказана перекрестная реактивность с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований актинового цитоскелета и подвижности клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	N-WASP/WASL кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	NWASP; WASPB; N-WASP; N-WASP/WASL
Вид реагируемого антигена	Человек
ID гена (человек)	8976
ID гена	8976
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350-450 человеческого N-WASP/WASL (O00401).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00401
Масса белка	55 кДа
Условия доставки	С ледяным пакетом