


Поликлональные Антитела Против N-Wasp/Wasl Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — O00401

Артикул: CM0028159



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого N-WASP/WASL. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Перекрестная реактивность с белками человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген (аминокислоты 1-250). Идеально подходят для исследований нуклеации актина и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	N-WASP/WASL кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Алиасы	NWASP; WASPB; N-WASP; N-WASP/WASL
Вид организма хозяина	Человек
GeneID (Человек)	8976
GeneID	8976
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого N-WASP/WASL (NP_003932.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00401
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	Холодоаккумулятор