


Анти-N4Bp1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - O75113

Артикул: CM0026329



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, направленные против N4BP1 (белок 1, связывающийся с NEDD4), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Распознают человеческий и мышинный N4BP1. Идеальны для исследований врожденного иммунитета и вирусной рестрикции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	N4BP1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	N4BP1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	9683
GeneID	80750
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 190-590 мышинного N4BP1 (NP_085040.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75113
Молекулярный вес белка	100кДа
Доставка	Сумка со льдом