

Кроличья Поликлональная Антитело Против N6Amt1/Hemk2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9Y5N5

Артикул: CM0028414



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого N6AMT1/HEMK2 (KMT9), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения регуляции хроматина и метилтрансфераз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	N6AMT1/HEMK2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KMT9; MTQ2; PrmC; HEMK2; N6AMT; PRED28; C21orf127; m.HsaHemK2P; N6AMT1/HEMK2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29104
GeneID	29104
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-186 человеческого N6AMT1/HEMK2 (NP_877426.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5N5
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент