


Анти-N6Amt1/Hemk2 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5N5

Артикул: CM0018983



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого метилтрансферазы N6AMT1/HEMK2, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими и мышинной белками; подходят для исследований регуляции хроматина и токсичности мышьяка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	N6AMT1/HEMK2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	KMT9; MTQ2; PrmC; HEMK2; N6AMT; PRED28; C21orf127; m.HsaHemK2P; N6AMT1/HEMK2
Вид	Человек
ID гена	29104
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y5N5
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом