

Поликлональное Антитело Против Naa10 Для Вб, Игк-П, Иф/Икк, Ифа — P41227

Артикул: CM0028477



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против NAA10, валидированное для ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК и ИФА. Направлено против человеческого NAA10, обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным гомологом. Идеально подходит для исследований ацетилирования и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NAA10, кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	MAA; TE2; ARD1; LZMS; NATD; ARD1A; ARD1P; OGDNS; hARD1; DXS707; MCOPS1; NAA10
Вид	Человек
ID гена (человек)	8260
ID гена	8260
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 161-235 человеческого NAA10 (NP_003482.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41227
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом