

Кроличья Поликлональная Антитела Против Naa20 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип, Ифа - P61599

Артикул: CM0030811



введение

Кроличьи поликлональные антитела NAA20 pAb предназначены для детекции N-альфа-ацетилтрансферазы 20. Подходят для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИП, ИФА с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Полезны для исследований N-концевой ацетилизации, клеточной миграции и актомиозиновых волокон.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела NAA20 pAb
Примечания/Альтернативные названия	NAT3; NAT5; MRT73; NAT3P; NAT5P; dj1002M8.1; NAA20
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51126
ID гена	51126
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 49-178 человеческого белка NAA20 (NP_057184.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61599
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом