

Поликлональное Антитело Против Naa25 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q14Cx7

Артикул: CM0029941



введение

Кроличье поликлональное антитело против NAA25 (вспомогательная субъединица NatB). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Идеально для изучения N-концевой ацетиляции белков и прогрессии клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NAA25 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NAP1; MDM20; C12orf30; NAA25
Вид	Человек
GeneID (Человек)	80018
GeneID	80018
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 703-972 белка NAA25 человека (NP_079229.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q14CX7
Молекулярная масса белка	112 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом