


## Поликлональные Антитела Против Наа40 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q86Uy6

Артикул: CM0028721



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, специфичные к человеческому NAA40 (NatD), N-альфа-ацетилтрансферазе гистонов H4 и H2A. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | NAA40 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Примечания/Псевдоним      | NatD; NAT11; PATT1; hNatD; NAA40                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| ID гена (Человек)         | 79829                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-237 человеческого NAA40 (NP_079047.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                            |
| SWISS                     | Q86UY6                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 27 кДа                                                                                                                             |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                   |