

## Анти-Naa50 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzz1

Артикул: CM0026289



### введение

Поликлональные антитела кролика к N-альфа-ацетилтрансферазе 50 (NAA50), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными белками. Подходят для изучения N-концевого ацетилирования белков, когезии хроматина и эпигенетической регуляции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | NAA50 кролик pAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | SAN; MAK3; NAT5; NAT13; NAT5P; NAT13P; hNaa50p; NAA50                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| ID гена                   | 80218                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-169 человеческого NAA50 (NP_079422.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | Q9GZZ1                                                                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 19кДа                                                                                                                               |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                      |