

Анти-Naa50 Поликлональные Кроличы Антитела Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - Q9Gzz1

Артикул: CM0028401



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого NAA50 (Q9GZZ1), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения N-терминального ацетилирования и сцепления сестринских хроматид.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NAA50 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	SAN; MAK3; NAT5; NAT13; NAT5P; NAT13P; hNaa50p; NAA50
Вид	Человек
ID гена	80218
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-169 человеческого NAA50 (NP_079422.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZZ1
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом