


Поликлональные Антитела Anti-Nab1 Для Wb, Elisa - Q13506

Артикул: CM0019102



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого NAB1 (NGFI-A-binding protein 1), валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают эндогенный NAB1, транскрипционный репрессор EGR1 и EGR2. Перекрестная реакция с мышью.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NAB1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NAB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4664
GeneID	4664
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 189-317 человеческого NAB1 (NP_005957.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13506
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом